

吸入指導報告書

患者番号	
患者名	
指導日	年 月 日
処方せん番号	
初回指導	2回目 ・ 継続指導 (回目)
病名	BA ・ CVA ・ COPD
吸入薬使用経験	なし ・ あり ()
指導した吸入薬	

小牧市民病院 薬局
 FAX : 0568-71-8922
 TEL : 0568-76-4131
 2016年4月1日修正版

指導者	
薬局名	
連絡先	
氏名	

吸入指導チェックポイント

ディスクス	タービューヘイラー	レスピマツト	ハンディヘラー	ブリーズヘラー
<input type="checkbox"/> カバーを開ける <input type="checkbox"/> レバーを押す <input type="checkbox"/> 息を吐き出してから、吸入口をくわえ、速く深く吸う <input type="checkbox"/> 5秒間息を止めてから、吐く <input type="checkbox"/> カバーを閉じる <input type="checkbox"/> うがいをする	<input type="checkbox"/> キャップを開ける <input type="checkbox"/> ②グリップを反時計回りに止まるまで回す <input type="checkbox"/> ③時計回りに回す (新しく薬剤を使用するときのみ②③を3回行う) <input type="checkbox"/> 息を吐き出してから、吸入口をくわえ、力強く深く吸う <input type="checkbox"/> 5秒間息を止めてから、吐く <input type="checkbox"/> キャップを閉める <input type="checkbox"/> うがいをする	<input type="checkbox"/> 上を向けキャップを閉じた状態で音がするまで反時計回りに180度回転させる <input type="checkbox"/> キャップを開ける <input type="checkbox"/> 息を吐き出す <input type="checkbox"/> マウスピースをくわえ、みどりのボタンを押し、ゆっくりと深く吸う <input type="checkbox"/> 10秒間息を止めてから、吐く <input type="checkbox"/> キャップを閉める <input type="checkbox"/> うがいをする	<input type="checkbox"/> プリスターを切り離し、番号順にはがしカプセルを1つ出す <input type="checkbox"/> キャップと吸入口を開ける <input type="checkbox"/> カプセルを入れ、吸入口を閉じる <input type="checkbox"/> みどりのボタンを押す <input type="checkbox"/> 息を吐き出してから、ゆっくり深く吸う <input type="checkbox"/> 5秒間息を止めてから、吐く <input type="checkbox"/> カプセルを取り出し捨てる <input type="checkbox"/> キャップを閉める <input type="checkbox"/> うがいをする	<input type="checkbox"/> キャップをはずし、吸入口を開ける <input type="checkbox"/> カプセルを1つ取り出す <input type="checkbox"/> カプセルを入れ、吸入口を閉じる <input type="checkbox"/> 両側のボタンを押す <input type="checkbox"/> 息を吐き出してから、力強く深く吸う <input type="checkbox"/> 5秒間息を止めてから、吐く <input type="checkbox"/> カプセルを取り出し捨てる <input type="checkbox"/> キャップを閉める <input type="checkbox"/> うがいをする
エアゾール	エアゾール (補助具あり)	エリプタ	スイングヘラー	ツイストヘラー
<input type="checkbox"/> キャップを開ける <input type="checkbox"/> 吸入器を振る <input type="checkbox"/> 息を吐き出す <input type="checkbox"/> 薬を噴霧する <input type="checkbox"/> 呼吸同調して、ゆっくり深く吸う <input type="checkbox"/> 10秒間息を止めて、吐く <input type="checkbox"/> キャップを閉める	<input type="checkbox"/> 補助具のキャップをはずす <input type="checkbox"/> 吸入器を振る <input type="checkbox"/> 吸入薬のキャップを開け、補助具の挿入口に取り付ける <input type="checkbox"/> 息を吐き出し、息を止めたままマウスピースをくわえる <input type="checkbox"/> 薬を噴霧する <input type="checkbox"/> ゆっくり吸い込む <input type="checkbox"/> 10秒間息を止めて、吐く <input type="checkbox"/> 補助具から吸入薬を取り外しそれぞれキャップを閉める <input type="checkbox"/> うがいをする	<input type="checkbox"/> カバーを開ける <input type="checkbox"/> 息を吐き出してから、吸入口をくわえ、強く深く吸う <input type="checkbox"/> 5秒間息を止めてから、吐く <input type="checkbox"/> カバーを閉じる <input type="checkbox"/> うがいをする	<input type="checkbox"/> キャップを開ける <input type="checkbox"/> カウンター面を上に向けて、青色のボタンを押す <input type="checkbox"/> 息を吐き出してから、速く深く吸う <input type="checkbox"/> 5秒間息を止めてから、吐く <input type="checkbox"/> キャップを閉める <input type="checkbox"/> うがいをする	<input type="checkbox"/> 垂直に立て音がするまで左に回しキャップを取る <input type="checkbox"/> カウンターの数値が1減っていることを確認する <input type="checkbox"/> 息を吐き出してから、速く深く吸う <input type="checkbox"/> 5秒間息を止めてから、吐く <input type="checkbox"/> 音がするまで押しながら右に回してキャップを閉じる <input type="checkbox"/> うがいをする

病識 ・ 薬識	良 ・ 可 ・ 悪
意欲 ・ 態度	良 ・ 可 ・ 悪
全体の吸入手技の印象	良 ・ 可 ・ 悪
継続指導の必要性 (2回目以降の吸入指導時に評価)	いない ・ 必要

手技の不安点 副作用の可能性 連絡事項など	
--------------------------------------	--